



Gesichtsschutzmaske

Beschreibung:

Die Schutzmaske für Gesicht und Nasenbein wird individuell und auf Basis eines berührungslosen Gesicht-Scans konstruiert und im 3D Druck Multi Jet Fusion Verfahren hergestellt. Das abgebildete Produkt besticht durch extrem leichte Bauweise mit hoher Perforationsrate.

Indikationen:

- nach Sportverletzungen (weiterhin Training mit Maske möglich) (BG Leistung)
- zum Schutz des Nasenbeins
- als Schutz bei nicht vollständig abgeheilten Brüchen im Nasenbeinbereich

Vorteile:

- extrem geringes Gewicht
- Perforation für angenehmes Klima
- wasserunempfindlich
- spülmaschinenfest
- abgebildetes Beispiel mit Anlenkpunkten für Riemenführung
- bei Verlust oder Defekten an der Schiene kann jederzeit eine Ersatzschiene gedruckt werden
- Kraftablenkungen können dank der digitalen Konstruktion besser verstanden werden
- Scan als Datenerfassung erspart oftmals unangenehmes Gipsen im Gesichtsbereich



Abbildung mit eingedruckten Gurtumlenkungen.

Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an:

info@ot4-orthopaedietechnik.com

T +49 89 6496235-0