

Kontaktdaten

* Pflichtfeld

* Kundennummer bei Streifeneder

* Firma

* Straße, Hausnummer

* PLZ/Ort

* Telefon

* E-Mail

Lieferadresse

(nur bei Abweichung von den Kontaktdaten auszufüllen)

Firma

Straße, Hausnummer

PLZ/Ort

Gewünschter Liefertermin

Regelbearbeitungszeit ca. 7-10 Werktage

* Tag * Monat * Jahr

Patientendaten/Versorgung

OT4-Seriennummer (wird in das Produkt eingedruckt)

* Jahr 20... * Monat * Vorname Patient 1. Buchst. * Nachname Patient 1. Buchst. * Geschlecht * Körperseite Versorgung

Vorgangsnummer

Ihre interne Vorgangsnummer (wird in das Produkt eingedruckt)

Auswahl Orthese

Bitte Produkt wählen



545/100 Unterschenkel-/Fußorthese statisch

545/100 Unterschenkel-/Fußorthese statisch mit 545/100IEJ Elastic Joints

Größe S M L
Bitte auswählen

545/100 Unterschenkel-/Fußorthese statisch

545/100GS gedruckter Innenschuh oder

545/101GS gedruckter Innenschuh, TPU (weiches Material)

Bitte auswählen

545/101 Unterschenkel-/Fußorthese dynamisch aus zwei Orthesenschalen mit folgender Anbindung:

- Gelenkkasten für die Integration handelsüblicher Mitläufer aus Metall 545/100IM ¹ Bitte wählen Sie auf Seite 2 das gewünschte Mitläufergelenk aus.
- Gelenkkasten für die Integration handelsüblicher Quengelgelenke aus Metall 545/100IQ ² Bitte wählen Sie auf Seite 2 das gewünschte Quengelgelenk aus.
- 545/100GM gedruckter Mitläufer 545/101GG gedrucktes Gelenk arretierbar (Paar) Bitte auswählen

Achtung – OT4 liefert keine Gelenke!

Zusatzoptionen – für alle Versionen möglich

- 545/100VA Ventral Abdeckung
- 545/100A Absatz, Sohlenausgleich bis 3 cm
- Fersenpolster
- Knöchelpolster
- 547/100 Integration Kundenlogo
- 547/200 Gurtset (1x Gurt, 1x Umlenker) Anzahl der mitgelieferten Gurtsets

Bitte auswählen

Maße und Ausführung der Orthese

Alle Längenangaben bitte im belasteten Patientenzustand ermitteln.

Eigenschaften Fuß

Fußlänge mm

Vorfußbreite mm

Beschreiben Sie hier die Maßzugabe der Orthese über längster Zehe in mm

Polster

Polstertasche Ferse Tiefe

Polstertasche Knöchel Tiefe

Beschreiben Sie hier die Dicke des Polsters, das Sie verwenden wollen in mm


Global aufmodellieren um mm

Wollen Sie ein Fersensichtloch?

ja nein


545/100 Unterschenkel-/Fußorthese statisch

Gurtbefestigungspunkte auswählen inkl. Gurtbreite in mm



545/101 Unterschenkel-/Fußorthese dynamisch

Gurtbefestigungspunkte auswählen inkl. Gurtbreite in mm



Für jede Position die Sie hier markieren wird die OT4 einen Printcage (Gurtbefestigungspunkt) mit eindringen. Falls Sie die Mitsendung von Gurten in der Anzahl X wünschen dann schreiben Sie bitte die Anzahl der Gurte oben ins Bestellblatt.

Korrektur und Interpretation des Scans

Wenn keiner der Punkte links zutrifft,
Beschreibung der Änderung hier


Tendenz Sichelfuß
oder

Tendenz Spitzfuß
oder

Tendenz Klumpfuß


Vorfuß in
Neutralisierung
bringen

Längsgewölbe
abflachen



Ich wünsche keine Winkelkorrekturen. Bitte übernehmen Sie alle Gelenkwinkel aus dem Scan.

Falls Sie eine Korrektur der Fußstellung wünschen, teilen Sie uns bitte die Abweichung von der im Scan übermittelten Stellung des Sprunggelenks in Grad mit:



Ich möchte, dass an der Stellung des Fußes Korrekturen vorgenommen werden – dies habe ich hier angegeben. Ich wünsche mir einen Kontrollschritt, um die Korrektur sichten zu können.

ja

Bitte beachten:

dies kostet Zeit und Sie müssen am Konstruktionstag permanent erreichbar sein.

Zusatzinformation

¹ Zu Gelenkkasten für die Integration handelsüblicher Mitläufer aus Metall 545/100IM

zur Auswahl stehen:

- albrecht CDS 360 16 mm
- albrecht CDS Nano 16 mm
- Caroli Dyna Go 25 M
- Caroli Dyna Go 35 M
- Caroli Dyna Go 45 M
- Caroli Dyna 55 M

² Zu Gelenkkasten für die Integration handelsübliches Quengelgelenk aus Metall 545/100IQ

zur Auswahl stehen:

- albrecht CDS 360 Nano
- albrecht CDS 360 16 mm, Stahl
- albrecht CDS 360 20mm, Aluminium
- Caroli Dyna55 S
- Caroli Dyna Go25 S
- Caroli Dyna Go 35 S
- Caroli Dyna Go 45 S
- Caroli Easy Lock 16/25
- Caroli Dyna 19 S
- Caroli Dyna 25 S
- Caroli Dyna 35 S
- Caroli Dyna 45 S
- Caroli Dyna 55 S
- Caroli Mono 10/20 S
- Caroli Mono 14/25 S
- Caroli Mono 20/25 S

Anmerkungen/Besonderheiten

* Name Ansprechpartner/Vertreter

* Telefon

* E-Mail

* Ort, Datum

* Unterschrift

Informationen zu unseren Produkten
finden Sie unter:

www.ot4-orthopaedietechnik.com

