

Bestellformular

Dynamische Fußorthese mit Elastic Joint

OT4
BY STREIFENEDER

Kontaktdaten

Kund:innennummer _____

Name Ansprechpartner:in/Vertreter:in (in Druckbuchstaben)

Straße, Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Patient:innen-Daten/Versorgung

(Seriennummer – in das Produkt eingedruckt)

Bestelljahr 20..	Bestellmonat	Vorname Patient:in (1. Buchstabe)	Nachname Patient:in (1. Buchstabe)	Geschlecht (m/w/d)	Körperseite Versorgung
---------------------	--------------	---	--	-----------------------	---------------------------

Lieferadresse (nur bei Abweichungen von den Kontaktdaten auszufüllen)

Firma

Straße, Hausnummer

PLZ/Ort

(Kundenvorgangsnummer – in das Produkt eingedruckt)

Gewünschter Liefertermin

(Regelbearbeitungszeit ca. 7-10 Werktage)

Tag / Monat / Jahr

Unterschenkelfußorthese statisch

Art. Nr. 545/FK1



Sie erhalten eine Unterschenkelfußorthese mit einer Einbaumöglichkeit für einen Elastic Joint. Auf Wunsch können Sie diese direkt über die OT4 mitbestellen (größenabhängig).

Angaben zur Ausführung

Größe S

Größe M

Größe L

kg Patient:innengewicht

Zusatzoptionen

Absatz, Sohlenausgleich bis 3 cm (545/100A)

Integration Kundenlogo (547/100)

Stück Gurtset: 1x Gurt, 1x Umlenker (547/200)
die OT4 liefert nur Gurte der Breite 25 mm
inkl. Umlenkerlasche

Maße und Ausführung der Orthese

Alle Längenangaben bitte im belasteten Patient:innenzustand ermitteln.

mm Fußlänge mit mm Maßzugabe


mm Vorfußbreite mit mm Maßzugabe

Polstertasche Ferse, mm Dicke des Polsters

Polstertasche Knöchel, mm Dicke des Polsters

Global aufmodellieren um mm

Fersensichtloch



Ist die Höhe der Orthese zum Knie hin durch Markierungen im Scan ersichtlich?

ja

Wenn nein, dann Höhe der Orthese bitte hier angeben

Gurtposition und Breite hier auswählen:

- 1 *
- 2 *
- 3 *
- 4 (für Klumpfuß)*
- 5 *
- 6 Gelenkachse in Scan-Modell markiert (bevorzugt)?

*Pflichtmaß – nur an Positionen, an denen Sie ein Breitenmaß des Gurtes eingeben, wird die OT4 an dieser Stelle einen Gurtbefestigungspunkt eindrücken

Ausführung der Orthese

- Sichelfuß- oder Klumpfuß-Variante
- Spitzfuß-Variante

Falls Sie weitere Details übermitteln wollen, nutzen Sie bitte das Feld „Anmerkungen/Besonderheiten“ unten im Bestellblatt.

Korrektur der Fußstellung

Korrekturen des Sprunggelenks in Supination/Pronation müssen bereits im Scan abgebildet werden und können im Nachhinein nicht durch die OT4 verändert werden.

Bitte achten Sie darauf, dass alle für die Orthese wichtigen Teile des Fußes (Grundgelenke, Sprunggelenk, Ferse, Fußsohle, Wade) gut im Scan sichtbar abgebildet sind.


Bezeichnen Sie bitte den Korrektur-Scan klar mit dessen Dateinamen.

Ich wünsche keine Winkelkorrekturen.
Übernehmen Sie alle Gelenkwinkel 1:1 aus dem Scan.

oder

Ich wünsche Winkelkorrekturen. Abweichung von der im Scan übermittelten Stellung des Sprunggelenks wie folgt:

- Vorfuß in Neutralisierung bringen
- Längsgewölbe abflachen



Ich wünsche einen Kontrollschritt, um diese Korrektur sichten zu können (Software Any Desk Online).

Anmerkung: Sehr zeitintensiv und setzt permanente Erreichbarkeit am Konstruktionstag voraus!

Anmerkungen / Besonderheiten



Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter:
www.ot4-orthopaedietechnik.com

Ort, Datum

Unterschrift