



## Hand-/Fingerorthese Bestell-Nr. 542/200

### Beschreibung:

Individuelle Hand-Fingerorthese. Die Schiene wird durch einen Scan individuell an die Hand angepasst und im 3D-Druck Multi Jet Fusion Verfahren hergestellt. Bei der digitalen Anpassung kann sowohl die Streckposition als auch die Intrinsic-Plus-Position der Finger als Zielvorgabe angegeben werden.

### Indikationen:

- nach Operationen als Nacht- und Lagerungsschiene
- Schutz des operativen Ergebnisses durch Ruhigstellung des Fingers
- nach Handeingriffen (z. B. Arthrolysen), die eine Lagerung in Streckung erfordern
- nutzbar als Lagerungshilfe ohne Handgelenkeinschluß

### Vorteile:

- temperaturbeständig in Wärme und Kälte
- Perforationen reduzieren Transpiration der Haut
- angenehme Haptik bei langfristiger Tragedauer
- Handgelenk ist jederzeit frei beweglich und unterliegt keiner unnötigen Ruhigstellung
- Elastizität der Schiene erlaubt Anpassung an Schwellungszustand der Hand
- die Schiene kann problemlos selbst angelegt werden und erhöht damit die Patientencompliance
- bei Verlust oder Defekten ist ein Nachdruck jederzeit möglich

Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an:

[info@ot4-orthopaedietechnik.com](mailto:info@ot4-orthopaedietechnik.com)

T +49 8141 6106-0