



Unterschenkelfußorthese Bestell-Nr. 545/100

Beschreibung:

Die Fußschiene wird individuell für jeden Patienten erstellt. Ein berührungsloser Scan des Körperteils (oder Gips) bietet die beste Datenbasis. Die Techniker der OT4 übersetzen die Wünsche des Orthopädieters unter Berücksichtigung der Indikation.

Indikationen:

- Lagerungshilfe für das Fußgelenk
- als Nachtlagerungsschiene
- mit diesem Sohlenaufbau nicht als Gehorthese geeignet

Vorteile:

- temperaturbeständig in Wärme und Kälte
- schneller Zusammenbau der Komponenten
- Perforationen reduzieren Transpirationen der Haut
- bei Verlust oder Defekten ist ein Nachdruck jederzeit möglich

Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an:

info@ot4-orthopaedietechnik.com

T +49 8141 6106-0