

Bestellformular

Helm Kraniektomie PA12

OT4
BY STREIFENEDER

Kontaktdaten

Kund:innennummer _____

Lieferadresse (nur bei Abweichungen von den Kontaktdaten auszufüllen)

Name Ansprechpartner:in/Vertreter:in (in Druckbuchstaben)

Firma

Straße, Hausnummer

PLZ/Ort

Straße, Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Patient:innen-Daten/Versorgung

(Seriennummer – in das Produkt eingedruckt)

(Kundenvorgangsnummer – in das Produkt eingedruckt)

Gewünschter Liefertermin

(Regelbearbeitungszeit ca. 7-10 Werktage)

Bestelljahr 20.. Bestellmonat Vorname Patient:in (1. Buchstabe) Nachname Patient:in (1. Buchstabe) Geschlecht (m/w/d) Körperseite Versorgung

Tag / Monat / Jahr

Schlaf- und Berührungsschutz-Helm aus PA12

Art. Nr. 541/100



- In der Lieferung enthalten ist ein überlängtes Kinn Gurtsystem zum Einklicken in den Helm
- Der Helm hat über dem Sichtfeld ein kleines Schild

Angaben zur Ausführung

bitte liefern Sie Polstermaterial mit (Dicke 10 mm)

Integration Kundenlogo – hierfür benötigen wir einmalig ein gut aufgelöstes jpg Ihres Logos ohne kleine Schriftanteile (547/100)


Polstertaschen/-pads

An welchen Stellen sollen Polstertaschen eingedruckt werden? Polstertaschen sind Vertiefungen im Helm zum Einkleben der entsprechenden Polster.

Polstertasche für Stirnpolster ①

Polstertasche für Nackenpolster ②

Im Helm kommen standardmäßig Polsterpads (40 mm) zum Einsatz. Diese werden beim Tragen von 10 mm auf 5 mm komprimiert. ③



Entdeckelte Zone in Scan/Foto

ja (bevorzugt) nein

Bei „nein“ bitte die Entdeckungelung auf den Scanner-Screenshots oder auf den Trikotschlauch einzeichnen und uns Fotos vom Kopf (aus allen Perspektiven in denen man die Entdeckungelung sehen kann) schicken.

Erfassung der entdeckelten Zone beim Scannen: Haare müssen unter Zuhilfenahme eines Trikotschlauhes sehr flach gedrückt werden. Falls Sie einen Echtbildscanner besitzen, bitten wir Sie den entdeckelten Bereich auf der Haut oder dem Trikotschlauch zu markieren. Falls sich die entdeckelte Zone im Scan nicht erkennen lässt, benötigt die OT4 Fotos von allen Ansichten in denen die Entdeckungelung sichtbar ist.

Allgemein zum Scannen von Köpfen:

Lange Haare: Haare glatt kämmen und zu einem Zopf binden, diesen mit Abstand auf die Schulter legen. Der Nacken und die Hinterkopfpartie muss erkennbar bleiben. Eventuell 2. Scan erzeugen. Haare im Nacken müssen ausrasiert werden oder extrem flach gelegt werden.

Ohren: Die Ohren durch ein kleines Loch im Trikotschlauch führen.

Augenbrauen: Den Trikotschlauch 1-2 cm über den Augen enden lassen. Die Augenbrauen müssen erkennbar sein (über Scan oder eingezeichnete Kontur).

Brillenräger:innen: bitte Brille sichtbar mitscannen.

Anmerkungen / Besonderheiten



Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter:
www.ot4-orthopaedietechnik.com

Ort, Datum

Unterschrift

Bestellformular

Helm stoßdämpfend TPU

OT4
BY STREIFENEDER

Kontaktdaten

Kund:innennummer _____

Lieferadresse (nur bei Abweichungen von den Kontaktdaten auszufüllen)

Name Ansprechpartner:in/Vertreter:in (in Druckbuchstaben)

Firma

Straße, Hausnummer

PLZ/Ort

Straße, Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Patient:innen-Daten/Versorgung

(Seriennummer – in das Produkt eingedruckt)

(Kundenvorgangsnummer – in das Produkt eingedruckt)

Gewünschter Liefertermin

(Regelbearbeitungszeit ca. 9-14 Werktage)

Bestelljahr 20..	Bestellmonat	Vorname Patient:in (1. Buchstabe)	Nachname Patient:in (1. Buchstabe)	Geschlecht (m/w/d)	Körperseite Versorgung
---------------------	--------------	---	--	-----------------------	---------------------------

Tag / Monat / Jahr

Helm stoßdämpfend TPU

Art. Nr. 541/101



- In der Lieferung enthalten ist ein überlängtes Kinngurtsystem zum Einklicken in den Helm (muss final mit Sekundenkleber befestigt werden)
- Der Helm hat über dem Sichtfeld ein kleines Schild
- Der Helm wird nach der Fertigung gefärbt
- Es gibt bei diesem Helm keinen Logo-Eindruck (nur Seriennummer)
- Der Helm wird ohne Polster getragen

Farbe

Rot
Blau
Schwarz

Sonstiges

Alle Haare müssen mit einem Trikotschlauch sehr flach gedrückt werden. Der Knopf des Schlauches muss möglichst „dominant“ auf dem Kopf stehen, sodass man die Kopfform bestmöglich erahnen kann.

Teilen Sie uns unbedingt mit, wenn der:die Patient:in eine Glatze hat.

Scan-Vorgaben

Allgemein zum Scannen von Köpfen:

Lange Haare: Haare glatt kämmen und zu einem Zopf binden, diesen mit Abstand auf die Schulter legen. Der Nacken und die Hinterkopfpattie muss erkennbar bleiben. Eventuell 2. Scan erzeugen. Haare im Nacken müssen ausrasiert werden oder extrem flach gelegt werden.

Ohren: Die Ohren durch ein kleines Loch im Trikotschlauch führen.

Augenbrauen: Den Trikotschlauch 1-2 cm über den Augen enden lassen. Die Augenbrauen müssen erkennbar sein (über Scan oder eingezeichnete Kontur).

Brillenträger:innen: bitte Brille sichtbar mitscannen.

Anmerkungen / Besonderheiten



Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter:
www.ot4-orthopaedietechnik.com

Ort, Datum

Unterschrift