



Gesichtsschutzmaske Bestell-Nr. 541/200

Beschreibung:

Die Schutzmaske für Gesicht und Nasenbein wird individuell und auf Basis eines berührungslosen Scans konstruiert und im 3D-Druck Multi-Jet-Fusion-Verfahren hergestellt. Das abgebildete Produkt besticht durch extrem leichte Bauweise mit hoher Perforationsrate.

Indikationen:

- nach Sportverletzungen (weiterhin Training mit Maske möglich) (BG-Leistung)
- zum Schutz des Nasenbeins
- als Schutz bei nicht vollständig abgeheilten Brüchen im Nasenbeinbereich

Vorteile:

- extrem geringes Gewicht
- Perforationen reduzieren Transpiration der Haut
- wasserunempfindlich
- spülmaschinenfest
- abgebildetes Beispiel mit Anlenkpunkten für Riemenführung
- bei Verlust oder Defekten ist ein Nachdruck jederzeit möglich
- Kraftablenkungen können dank der digitalen Konstruktion besser verstanden werden
- Scan als Datenerfassung erspart oftmals unangenehmes Gipsen im Gesichtsbereich



Abbildung mit eingedruckten Gurtumlenkungen.

Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an:

info@ot4-orthopaedietechnik.com

T +49 8141 6106-0